

# 腎内科クリニック世田谷 様

東京都世田谷区南烏山4-21-14 院長：菅沼 信也 氏  
TEL : 03-5969-4976  
2009.10 PS 加湿器システム


世田谷透析センター



## 安心、安全の湿度環境で透析治療がおこなわれています

腎臓病専門医療施設として、2008年に開院した「腎内科クリニック世田谷」。さらに人工透析専門のフロアを整備するにあたり、利用者にとって、安心、安全な環境を提供するため、ウィルスなどの感染予防に、確実に湿度を確保できる方法を探していました。開院当初より使われていた家庭用加湿器は、湿度40%以上を維持することが難しく、また給水の手間もかかっていました。ピーエスの蒸気式加湿器が導入されてから、「確実に湿度50%を維持している」と菅沼院長先生の評価です。

透析室の湿度は **50%** を維持



ピーエス蒸気式加湿器  
5.5kg/h



蒸気吹出し口

湿度調節器  
常時50~60%維持



加湿器本体は壁内に



### Indoor Climate

## 加湿デザイン

- 室内直接加湿のため、確実に湿度を確保することができます。
- ベッド数から適正加湿量を算出し、換気方法から見直すことで必要最小限の加湿量で環境をつくっています。
- 加湿器本体を壁内に収めることで、すっきりとした意匠に仕上げることも可能です。(メンテナンス用扉を造作)
- 蒸気式加湿器は水が一度煮沸殺菌されるためレジオネラ菌などの汚染の心配がありません。
- 蒸気式加湿器は、気温を下げず、湿度だけが上がり、それに合わせて体感温度が上昇。その結果、エアコン(暖房)の稼働率を下げることができます。

お問い合わせは



ピーエス工業株式会社  
東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3  
03-3485-8811